

健檢 管理中心	實驗室採檢相關資訊 網路公告版	參考資料	LAB-O-SOP-10
		公告版本	2024-11
		頁數	第 1 頁共 9 頁

1.健檢管理中心實驗室檢體採集說明

1.1 血液檢體採集相關規定與說明

1.1.1 至本院健檢管理中心體檢，血液檢體採集請空腹 8 小時。

註 1：空腹要求 8 小時，時間只能延長，但不能少於 8 小時

1.1.2 未空腹採血，「三酸甘油脂、飯前血糖」兩項目檢驗結果僅供參考。

1.1.3 健檢管理中心體檢報告皆為電腦套表，「三酸甘油脂、飯前血糖」之生物參考區間一律以空腹採血者為準。

1.2 血液檢體採集流程及注意事項:

1.2.1 採血前詢問受檢者是否對酒精過敏、是否有暈針病史、是否恐懼抽血?對酒精過敏將以優碘棉片替代酒精棉消毒，暈針病史、恐懼抽血則請受檢者放送鬆心情坐靠近抽血台，並可選擇躺下抽血服務。

1.2.2 採血前醫護人員會依檢驗項目先準備各種試管，貼上受檢者識別標籤，並確認受檢者身份後方進行採血。

1.2.3 醫護人員使用 10ml、5ml 針筒或使用真空採血器採血。

1.2.4 繫上止血帶（不可超過 2 分鐘），以 75% 酒精棉球消毒採血部位，告知受檢者即將開始抽血，抽取所須血量，鬆開止血帶後拉出針頭，以棉球壓住傷口告知受檢者「手伸直緊壓棉球 5-10 分鐘不要揉」。

1.2.5 若抽血後受檢者發現抽血處局部血腫，一般不嚴重者，二、三天會自動消失。如果 24 小時內瘀血腫脹，可以用冰毛巾冰敷使其消腫，24 小時後仍然瘀血、烏青，可以用熱毛巾熱敷使其消腫。

1.3 尿液檢體採集相關規定與說明

1.3.1 採檢步驟：

(1)領取健檢管理中心「專用」檢驗尿液試管及集尿杯。

(2)用尿杯盛接中段尿液並倒入試管內至 10(ml)的刻度，將多餘尿液倒入便池、集尿杯丟入垃圾桶內。

(3)將裝有尿液的試管放至於尿液蒐集指定位置。

1.3.2 採集注意事項：

(1)以早晨起床後的第一次尿液最適宜(最濃縮)，若無法配合，則任何時段之隨機尿液檢體皆可使用，但應避免激烈運動後採取尿液做檢查。

(2)採取尿液做檢查時，應取中段尿送驗，即先解少許尿液於馬桶內再留取中段尿液於容器內，後段尿液亦排除不用。

(3)尿液採取後，應儘速送檢，以避免尿中細菌繁殖和成份的破壞。

(4)若在體檢現場以外地點採集檢體，請於檢體收集後 2 小時內送至實驗室。若不能

健檢 管理中心	實驗室採檢相關資訊 網路公告版	參考資料	LAB-O-SOP-10
		公告版本	2024-11
		頁數	第 2 頁共 9 頁

馬上送檢應將檢體暫存於冰箱(2-8°C)內保存儘速送至實驗室。

(5)實驗室不接受冷藏宅配檢體。

(6)尿液檢體採檢管及檢體量

檢驗項目	採檢容器	採檢量
一般尿液分析	尖底塑膠試管	10ml
尿液重金屬	酸洗試管	10ml
毒品篩檢	尖底塑膠試管	10ml

1.4 糞便檢體採集相關規定與說明

1.4.1 糞便檢體採檢管及檢體量

檢驗項目	採檢容器	採檢量
寄生蟲濃縮法	糞便採集瓶	約拇指頭大小(約 1g)
糞便培養	糞便培養專用棒	輕沾糞便數次
大腸癌篩檢	腸篩專用管	輕沾糞便數次

1.4.2 糞便檢體注意事項

- (1)大便檢體不可以解入馬桶後再撈起，以避免水或尿液的污染。
- (2)請勿將衛生紙和大便同時放入容器內。
- (3)依指示挖取糞便約拇指頭大小(約 1g)或輕沾糞便數次放入指定容器內，切勿 **採檢過量，會退件。**
- (4)避免乾固，採檢後請儘速送到實驗室。
- (5)若要檢查糞便潛血(FOBT)，女性生理期及水瀉糞便，不建議採樣。
- (6)若無法在體檢時繳交糞便檢體，請於檢體收集後 2 小時內送至實驗室。若不能馬上送檢應將檢體置暫存於冰箱(2-8°C)內保存儘速送至實驗室。
- (7)實驗室不接受冷藏宅配檢體。

1.5 檢體退件重新採檢說明

當送至實驗室之檢體，不符合實驗室檢驗條件時，實驗室會在採檢後 48 小時內請專人電話通知受檢者，商量重新採檢事宜。

1.6 加(補)驗受理說明

1.6.1 檢體採集送驗後如需加補驗，巡迴體檢請聯絡事業單位健檢承辦人員，到院體檢請來電本院檢檢管理中心到院櫃台 03-3384889*1207 詢問。

健檢 管理中心	實驗室採檢相關資訊 網路公告版	參考資料	LAB-O-SOP-10
		公告版本	2024-11
		頁數	第 3 頁共 9 頁

2.健檢管理中心檢驗/檢查之異常通知

- 2.1 若檢驗/檢查結果符合健檢管理中心實驗室「異常通知閾值表」，在體檢日後一周左右，會有健管中心異常通知小組人員，依受檢者體檢時留存之聯絡方式聯絡受檢者本人，通知紀錄健檢管理中心會留存備查。
- 2.2 異常通知電話會在不同時段撥打三次，來電方會顯示本院名稱，請受檢者體檢後留意來電。

3.實驗室聯絡諮詢與抱怨管道

3.1 諮詢管道

- 3.1.1 實驗室檢體採集、檢驗項目、檢驗報告等檢驗相關問題，請聯絡以下窗口：
健檢管理中心聯絡窗口：03-3384889 *1316 / *1311。

3.2 抱怨管道

- 3.2.1 至本院健管中心體檢或本院健檢巡迴體檢，有關健檢服務的任何反應意見，請聯絡以下窗口：健檢管理中心聯絡窗口：03-3384889 *1316 / *1311。
- 3.2.2 本院官網設立「院長信箱」可供電子郵件投書。
- 3.2.3 本院健管中心實驗室現場，於外部空間明顯處設有「實驗室意見箱」可接收「實驗室服務使用者」書面抱怨。

3.3 實驗室聯絡方式：03-3384889 *1202 / *1225

4.健檢管理中心實驗室公告檢驗相關附件

- 4.1 異常通知閾值表
- 4.2 檢驗項目一覽表

健檢 管理中心	實驗室採檢相關資訊 網路公告版	參考資料	LAB-O-SOP-10
		公告版本	2024-11
		頁數	第 4 頁共 9 頁

4.1 異常通知閾值表

生化	參考區間	單位	重大高值	重大低值
Glucose(AC)	70-99	mg/dL	>200	≤ 50
HBA1C	4.0-6.0	%	> 10.0	
GOT/AST	≤ 39	U/L	>250	
GPT/ALT	≤ 52	U/L	>250	
ALP	34-104	U/L	>300	
GGT	≤ 64	U/L	>450	
TP (Total Protein)	6.4-8.9	g/dL	>10	
T-BIL (T-Bilirubin)	0.20-1.50	mg/dL	>3.0	
D-BIL (D-Bilirubin)	0.03-0.25	mg/dL	>1.5	
Urea	7.0-25.0	mg/dL	>35.0	
Creatinine	0.6-1.3	mg/dL	>2.5	
Uric Acid	M : 4.4-7.6 F : 2.3-6.6	mg/dL	>12	
Triglyceride	30-150	mg/dL	> 500	
Cholesterol	120-200	mg/dL	>300	
LDH	120-271	U/L	>400	
CK	30-223	U/L	>750	
Amylase	≤ 103	U/L	>300	
Ca	8.6-10.3	mg/dL	>13.0	< 6.0
血液	參考區間	單位	重大高值	重大低值
WBC	4.0-11.0	10 ³ /μL	>20	< 2
RBC	M : 4.5-6.0 ; F : 4.0-5.5	×10 ⁶ /μL	>7.5	<3.0
Hgb	M : 14-18 ; F : 12-16	g/dL	M >20.0 , F >18.0	M <10.0 , F <8.0
Platelet	140-440	10 ³ /μL	> 550	<100
尿液	參考區間	單位	通報值	
安非他命篩檢	陰性		篩檢陽性	
嗎啡篩檢	陰性		篩檢陽性	
K他命篩檢	陰性		篩檢陽性	
搖頭丸篩檢	陰性		篩檢陽性	

健檢 管理中心	實驗室採檢相關資訊 網路公告版	參考資料	LAB-O-SOP-10
		公告版本	2024-11
		頁數	第 5 頁共 9 頁

血清免疫	參考區間	單位	重大高值	重大低值
AFP	≤9.0	ng/mL	> 20.0	
CEA	≤5	ng/mL	> 10.0	
CA-199	≤37	U/mL	≥ 70.0	
CA-125	≤35	U/mL	≥ 100.0	
CA-153	< 31.3	U/mL	≥ 50.0	
PSA	≤4.0	ng/mL	> 10.0	
SCC	≤2.5	ng/mL	≥ 5.0	
Anti-EBV-IgA	< 0.8		> 2.0	
TotT4	5.20 – 12.68	μg/dL	> 20.0	< 3.0
TotT3	0.72 – 1.72	ng/mL	> 3.0	< 0.4
TSH	0.380 – 5.330	μIU/mL	> 10.0	< 0.1
Cyfra21-1	≤3.3	ng/mL	≥ 7.0	
CA-724	≤6.9	U/mL	> 60.0	
未停經 ROMA	<7.4	%	> 7.4	
停經 ROMA	< 25.3	%	> 25.3	
未停經 HE4	≤ 70.0	pmol/L	> 70.0	
停經 HE4	≤140.0	pmol/L	> 140.0	
NT-proBNP	< 125	pg/mL	> 200.0	
FOBT(自費)	< 30	ng/mL	≥ 30	
其他檢查	參考區間	單位	通報值	
傷寒/副傷寒	<160X (-) 陰性		陽性結果即通知健檢承辦人	
糞便寄生蟲	Not Found		陽性結果即通知健檢承辦人	
糞便痢疾阿米巴	Not Found		疑似陽性結果即通報承辦及衛生主管機關	
桿菌性痢疾	Not Found		陽性結果即通報承辦及衛生主管機關	
梅毒篩檢 RPR	陰性		篩檢陽性主動加做確認檢驗(Syphilis),若 RPR 及 Syphilis 皆為陽性,須通報衛生主管機關	
人類免疫缺乏病毒篩檢 HIVAb/Ag Combo	< 1.0 (-) , NEGATIVE	S/CO	1.篩檢結果以 mail 加密通知受檢者本人 2.篩檢陽性之受檢者專人給予衛教諮詢 但不必通報任何單位 3.篩檢陽性之受檢者若為兵役體檢,則報告書面提供給本人,另須通報衛生主管機關。	

健檢 管理中心	實驗室採檢相關資訊 網路公告版	參考資料	LAB-O-SOP-10
		公告版本	2024-11
		頁數	第 6 頁共 9 頁

4.2 檢驗項目一覽表

一、血液常規項目

項目	檢驗時間	報告發出時限	檢體量	採檢容器	檢體保存	生物參考區間
WBC Count	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	4.0-11.0 ×10 ³ /μL
RBC Count	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	M:4.5-6.0 ; F:4.0-5.5×10 ⁶ /μL
Hgb	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	M:14-18 ; F:12-16 g/dL
Hct	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	M:36-54 ; F:34-50 %
MCH	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	27-34 pg
MCV	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	80-100 fl
MCHC	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	31-36 %
Platelet Count	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	140-440 ×10 ³ /μL
Neturophil%	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	40-74 %
Lymphocyte%	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	19-48 %
Monocyte%	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	0-12 %
Eosinophils%	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	0-6 %
Basophils%	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	0-2 %
Neturophil#	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	2-7.0 ×10 ³ /μL
Lymphocyte#	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	1-4 ×10 ³ /μL
Monocyte#	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	0.0-1.0 ×10 ³ /μL
Eosinophils#	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	0-0.6 ×10 ³ /μL
Basophils#	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	0-0.4 ×10 ³ /μL
RDW	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	10-18
PDW	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	10-22
MPV	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	4-13
PCT	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	13-43
Blood Group	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	
Rh type	每天	3 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	

二、糞便項目

檢驗項目	檢驗時間	報告發出時限	檢體量	採檢容器	檢體保存	生物參考區間
寄生蟲鏡檢	每天	當日	適量	糞便採集瓶	檢測完丟棄	Not found
FOBT	視量	5 個工作天	適量	腸篩專用管	檢測完丟棄	<30.0 ng/mL

*寄生蟲鏡檢若為移工體檢檢體,則另依法規要求保存

健檢 管理中心	實驗室採檢相關資訊 網路公告版	參考資料	LAB-O-SOP-10
		公告版本	2024-11
		頁數	第 7 頁共 9 頁

三.生化項目

檢驗項目	檢驗時間	報告發出時限	檢體量	採檢容器	檢體保存	生物參考區間
Glucose (AC)	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	70-99 mg/dL
HbA1C	3 天	4 個工作天	2 ml	紫頭(K ₂ EDTA)試管	一個月	4.0-6.0%
Urea	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	7.0-25.0mg/dL
Uric Acid	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	M:4.4-7.6 ; F:2.3-6.6mg/dL
Creatinine	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	0.6-1.3mg/dL
Triglyceride	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	30-150 mg/dL
Cholesterol	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	120-200 mg/dL
HDL-C	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	M:≥ 40 mg/dL;F:≥ 50 mg/dL
LDL-C	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	≤ 130mg/dL
CHO/HDL	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	<5.0
GOT / AST	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	≤ 39 U/L
GPT / ALT	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	≤ 52 U/L
ALP	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	34-104 U/L
GGT	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	≤ 64 U//L
TP (Total Protein)	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	6.4-8.9 g/dL
ALB (Albumin)	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	3.5-5.7 g/dL
Globulin	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	1.8-4.0 g/dL
A/G	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	1.0-2.8
CK	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	30-223 U/L
LDH	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	120-271 U/L
T-BIL(T-Bilirubin)	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	0.20-1.50mg/dL
D-BIL(D-Bilirubin)	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	0.03-0.25mg/dL
Amylase	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	≤ 103 U/L
Na	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	136-146 meq/L
K	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	3.5-5.1 meq/L
Cl	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	101-109 meq/L
Ca	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	8.6-10.3mg/dL
IP	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	2.5-5.0mg/dL
Homocysteine	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	5.0-15.0 μM
hs-CRP	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	<0.1 CVD low risk mg/dL 0.1 – 0.3 CVD average risk mg/dL 0.3 -0.5 CVD high risk mg/dL >0.5 為異常 mg/dL

健檢 管理中心	實驗室採檢相關資訊 網路公告版	參考資料	LAB-O-SOP-10
		公告版本	2024-11
		頁數	第 8 頁共 9 頁

四.血清項目

檢驗項目	檢驗時間	報告發出時限	檢體量	採檢容器	檢體保存	生物參考區間
TotT3	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	0.72 - 1.72 ng/mL
TotT4	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	5.20 - 12.68 μ g/dL
TSH	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	0.38 - 5.33 uIU/mL
CA-125	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	\leq 35 U/mL
CA-153	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	< 31.3U/mL
CA-199	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	\leq 37 U/mL
CA-724	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	\leq 6.9 U/mL
Cyfra21-1	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	\leq 3.3 ng/mL
AFP	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	\leq 9.0 ng/mL
CEA	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	\leq 5.0 ng/mL
PSA	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	\leq 4.0 ng/mL
SCC	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	\leq 2.5 ng/mL
HBsAg	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	<1.0 (-)
Anti-HBs	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	<10 (-), \geq 10(+)
Anti-HCV	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	<1.0 (-)
HAV- IgM	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	<1.0 (-)
HAV -IgG	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	<1.0 (-), \geq 1.0(+)
HIV Ag/Ab Combo	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	<1.0 (-)
Rubella-IgG	視量	5 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	<5.0 (-), 5.0-9.9 未確認 \geq 10(+)
EBV-VCA IgA	視量	5 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	< 0.8
Measles IgG	視量	5 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	Negative/Positive
RPR	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	Negative
Syphilis	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭/紅頭含膠試管	一個月	Non-reactive
MAST	視量	5 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	如附件
FRT4	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	0.59-1.43 ng/dL
未停經 ROMA	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	<7.4 %
停經 ROMA	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	< 25.3%
未停經 HE4	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	\leq 70.0 pmol/L
停經 HE4	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	\leq 140.0 pmol/L
PVIKA-II	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	11.12 - 32.01 mAU/mL
NT-Pro BNP	2 天	3 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	< 125 pg/mL
25-OH Vit.D	視量	5 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	\geq 30 ng/mL

健檢 管理中心	實驗室採檢相關資訊 網路公告版	參考資料	LAB-O-SOP-10
		公告版本	2024-11
		頁數	第 9 頁共 9 頁

五. 尿液項目

檢驗項目	檢驗時間	報告發出時限	檢體量	採檢容器	檢體保存	生物參考區間
Protein	每天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative
Glucose	每天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative
Urobilinogen	每天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative
Bilirubin	每天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative
Ketones	每天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative
PH	每天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	5.0-8.0
Nitrite	每天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative
Blood	每天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative
Specific Gravity	每天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	1.003-1.035
Leukocytes	每天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative
Morphine	2 天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative
Amphetamine	2 天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative
K 他命	2 天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative
搖頭丸 MDMA	2 天	當天	10 ml	尖底尿液試管	檢測完丟棄	Negative

六. 外送項目

檢驗項目	代檢單位	報告發出時限	檢體量	採檢容器	檢體保存	生物參考區間
Pb-Blood	現代檢驗所	15 個工作天	2 ml	紫頭(K2EDTA)試管	依代檢所	M: < 40 ; F: < 30 $\mu\text{g/dL}$
Ni-Urine	現代檢驗所	15 個工作天	10 ml	酸洗試管	依代檢所	< 30 $\mu\text{g/g CRE}$
Cd-Urine	現代檢驗所	15 個工作天	10 ml	酸洗試管	依代檢所	< 5 $\mu\text{g/g CRE}$
Hg-Urine	現代檢驗所	15 個工作天	10 ml	酸洗試管	依代檢所	< 35 $\mu\text{g/g CRE}$
iAs-Urine	現代檢驗所	40 個工作天	10 ml	酸洗試管	依代檢所	< 35 $\mu\text{g/L}$
Cr-Urine	現代檢驗所	15 個工作天	10 ml	酸洗試管	依代檢所	< 30 $\mu\text{g/g CRE}$
In 血清銅	現代檢驗所	15 個工作天	10 ml	藍蓋紅標專用管	依代檢所	< 3 $\mu\text{g/L}$
HBV DNA	現代檢驗所	15 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	依代檢所	偵測不到
HCV RNA	現代檢驗所	15 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	依代檢所	偵測不到
糞便傷寒/副傷寒	現代檢驗所	5 個工作天	適量	糞便專用採檢棒	依代檢所	陰性
胰島素	現代檢驗所	5 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	依代檢所	1.9 ~23.0 $\mu\text{IU/mL}$
胰島素阻抗	實驗室計算	5 個工作天	5 ml	黃頭含膠試管	一個月	<1.5